


Guide de prise de mesure



La ceinture

Méthode 1 : prise de mesure sur votre ceinture habituelle


Mesurez votre ceinture, depuis le trou le plus utilisé jusqu'à l'extrémité de la boucle (coté interne).



Méthode 2 : prise de mesure sur vous

Mesurez votre tour de taille à l'aide d'un mètre ruban. Passez celui-ci à l'intérieur des passants de votre pantalon pour être certain de le positionner correctement.


= Tour de taille (en cm)



Le collier pour chien

Méthode 1 : prise de mesure sur le collier habituel de votre chien

Mesurez le collier, depuis le trou le plus utilisé jusqu'à l'extrémité de la boucle (coté interne).




Méthode 2 : prise de mesure sur votre chien

Mesurez le tour de cou de votre chien à l'aide d'un mètre ruban. Attention celui-ci ne doit pas être serré autour du cou, assurez vous de pouvoir passer 3 doigts entre le mètre ruban et le cou de votre chien.

Le Frontal

Méthode 1 : prise de mesure sur votre frontal habituel.

- Mesurez la longueur du frontal, d'une extrémité à l'autre.
- Mesurez la largeur des passes de montants à l'intérieur de celle-ci (cette mesure correspond à la largeur des montants de têtière qui passeront à l'intérieur lors du montage sur le filet)



Méthode 2 : prise de mesure sur votre filet porté

- Mesurez le front de votre cheval depuis l'extérieur du montant gauche jusqu'à l'extérieur du montant droite (pour vous placer à la bonne hauteur, placez votre mètre au dessus du premier trou des sanglons de têtière), vous obtenez la longueur du frontal.
- Mesurez la largeur du montant de têtière en plaçant votre mètre juste au dessus du premier trou des sanglons de têtière, vous obtenez la largeur des passes de montants.

= Longueur du frontal (en cm)

= Largeur des passes de montants (en cm)

